

LIGASANO®, ein wirksamer Verbandstoff mit Geschichte

Die LIGAMED® medical Produkte GmbH wurde 1984 gegründet und hat Ihren Sitz im fränkischen Cadolzburg, im Herzen der Metropolregion Nürnberg, dem sogenannten „Medical Valley“. Wir waren Pioniere bei der Einführung von Wundauflagen und Verbänden aus geschäumtem PUR. Auch wenn heute fast alle Hersteller von Verbandstoffen äußerlich Ähnliches anbieten, bleibt LIGASANO® weiß durch seine besondere therapeutische Wirkung einmalig.

LIGASANO® wirkt einfach - und daran lassen wir uns messen.

In den 1970er Jahren, auf der Suche nach einem idealen Wundverband, forschte und entwickelte Prof. Dr. med. Gerhard Weber (damals Chefarzt der Hautklinik im Klinikum Nürnberg) in Zusammenarbeit mit der Industrie, ein geschäumtes Polyurethan für die medizinische Anwendung.



Nach jahrelanger Behandlung von über 10.000 Patienten (Aussage Prof. Weber) im Klinikum Nürnberg erhielt dieser Verbandstoff den Markennamen LIGASANO®.

Inzwischen wurde LIGASANO® zu einer Familie, die sich ergänzt:

- LIGASANO® weiß – therapeutisch wirksam für Wunden und Haut
- LIGASANO® grün – für die NPWT und zur Belüftung der Haut
- LIGASANO® orange – wie LIGASANO® grün aber sanfter zur Haut

Der Anstoß zur Entwicklung von LIGASANO® grün und LIGASANO® orange kam, wie auch bei LIGASANO® weiß, aus der ärztlichen und pflegerischen Praxis.

Lernen Sie uns kennen:

<https://www.youtube.com/watch?v=DBXSD1ROoGQ&t=38s>

 <https://www.ligasano.com>

 https://www.facebook.com/LIGASANOwirkt_einfach

 https://www.instagram.com/ligasano_wirkt_einfach/

 <https://www.youtube.com/user/Ligamed>

Wir sind Experten für Wundheilung und Prävention


LIGASANO® weiß ist ein therapeutisch wirksames geschäumtes PUR mit breitem Anwendungsspektrum für Wundversorgung und Prävention. Der therapeutische Nutzen beruht im Wesentlichen auf drei physikalischen Grundlagen: Dem mechanischen Reiz, der geringen Druckspannung und der gezielten Saugwirkung.

LIGASANO® grün und **LIGASANO® orange** sind elastische, geschäumte, fast ungehindert luft- und wasserdurchlässige Polyurethane (PUR), vorstellbar wie dreidimensionale Siebe. Die Struktur ist grob, die Oberfläche rau. LIGASANO® grün und LIGASANO® orange werden bei der Wundbehandlung und Pflege angewendet, wenn tragfähige, elastische Materialien mit hoher Luft- und Flüssigkeitsdurchlässigkeit vorteilhaft sind.



Mit sterilem LIGASANO® weiß, LIGASANO® grün und LIGASANO® orange können Wunden gereinigt, abgedeckt oder ausgefüllt werden.

Mit den unsterilen Varianten unserer drei Verbandstoffe können Sie eine effektive Wundbegleitbehandlung und nach Abheilung der Wunde eine Rezidivprophylaxe durchführen oder bereits im Vorfeld präventiv behandeln.



Informieren Sie sich unter

www.ligasano.com